



Cell-ID™ CFSE Cell Proliferation Kit

——细胞增殖与示踪检测试剂盒

| 产品货号 | 包装规格 |
|-------------|---------------|
| A001 | 1000 次 |

储存条件：-20℃，避光保存。

激发/发射波长：495/520 nm（水解产物）

产品说明书

安迪福诺生物科技（武汉）有限公司

ABP Biosciences Inc

武汉市东湖新技术开发区高新大道666号

光谷生物城生物创新园 C2-4 栋 5 楼

电话：400-0667-718

邮箱：sales@abpbio.cn

网址：www.abpbio.com (英文)

www.abpbio.com.cn (中文)

Cell-ID™ CFSE Cell Proliferation Kit

产品货号 A001


试剂盒组份:

| 组份 | 产品名称 | 数量 | 包装 | 储存条件 | 有效期 |
|------|------|--------|------|------------|------|
| 组份 A | CFSE | 500 µg | 10 管 | -20℃, 避光保存 | 6 个月 |
| 组份 B | DMSO | 1 mL | 1 管 | -20℃ | |

产品介绍

Cell-ID™ CFSE细胞增殖与示踪检测试剂盒采用一种荧光探针CFSE对细胞做标记用于细胞增殖检测和细胞荧光示踪。CFSE (Carboxyfluorescein diacetate, succinimide ester) 中文全称羧基荧光素二醋酸琥珀酰亚胺酯, CFSE可以通透细胞膜, 进入细胞后可以被细胞内酯酶的作用下发生水解, 产生明亮的绿色荧光。水解产物可以与细胞内蛋白的Lysine残基或其它氨基共价结合, 能够长期、稳定地进行细胞示踪。

由于CFSE标记细胞的荧光非常均匀和稳定, 每分裂一次子代细胞的荧光会减弱一半, 这样通过流式细胞仪检测就可以检测出没有分裂的细胞, 分裂一次的细胞(1/2的荧光强度), 分裂两次的细胞(1/4的荧光强度), 分裂三次的细胞(1/8的荧光强度)以及类似的其它分裂次数的细胞。采用CFSE通过流式细胞仪检测获得的检测结果参考如下示意图。每一个峰代表一种分裂次数的细胞, 从右至左的峰通常依次为分裂0次、1次、2次、3次等次数的细胞。分裂次数较多后, 分裂0次或1次等没有分裂或分裂次数较少的细胞会逐渐减少直至检测不到。使用CFSE可以检测分裂多达8-10次细胞增殖。



CFSE 探针可用于细胞计数, 也可作为一种常规的细胞染色试剂。

注意事项

- 荧光染料均存在淬灭问题, 请尽量注意避光, 以减缓荧光淬灭。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

实验步骤

以下实验操作步骤仅供参考，由于不同的细胞类型和不同的细胞培养条件，使用者需要根据实际情况对实验进行优化。建议使用 CFSE 的起始浓度为 1~10 μM 。如果需要示踪 5 代或 5 代以上细胞代数的实验，建议使用 5~10 μM 的 CFSE 浓度；如果只需要示踪 5 代以内的细胞代数，建议使用 1~2 μM 的 CFSE 浓度。荧光显微镜观察比流式细胞仪检测需要更高的染料浓度。在能够得到足够荧光信号的提前下，尽量使用最低浓度的染料，以降低对细胞的毒性。

做细胞计数的实验时，建议做一个荧光强度与细胞密度的标准曲线，确保所检测的荧光信号是在线性区间内，与细胞数量成正比关系。做细胞传代示踪实验时，需要对新鲜标记的还未分裂的部分细胞样本做流式分析，已确定未分裂细胞的位置和相应的荧光值。

注意：CFSE 染料能与胺基发生反应，所以不能使用含有胺基的缓冲液，比如 Tris-缓冲液，或者含多聚赖氨酸的培养皿或载体玻片。

CFSE 储存液制备

10 mM CFSE 储存液制备：取一管 500 μg 的 CFSE 染料管，加入 90 μl 无水 DMSO，摇匀溶解。

CFSE 工作液制备：在使用之前，用 PBS 或不含胺基的缓冲液将储存液稀释到一定的工作浓度。

剩余的 CFSE 储存液请于 -80 $^{\circ}\text{C}$ 保存，最长不宜超过 2 个月。

悬浮细胞标记实验步骤

1.1 离心悬浮细胞，弃上清液。

1.2 加预热（37 $^{\circ}\text{C}$ ）的 CFSE 工作液重新悬浮细胞。建议使用 1~10 μM CFSE 浓度及 PBS 缓冲液。

1.3 在 37 $^{\circ}\text{C}$ 下孵育 20 分钟。

1.4 加入 5 倍体积的含血清细胞培养液，孵育 5 分钟。目的：去除溶液中剩余的荧光染料。

1.5 再次离心悬浮细胞，弃上清液，用预热的细胞培养液重悬细胞。

1.6 在 37 $^{\circ}\text{C}$ 下孵育至少 10~15 分钟，以确保 CFSE 充分水解。

1.7 如做细胞计数实验，使用 PBS 或其他类似的缓冲液洗涤细胞。然后转移到 96 孔板，用荧光酶标仪进行细胞定量分析，或制成细胞涂片在荧光显微镜下观察。

1.8 如做细胞传代示踪实验，使用者按照自己的实验设计对细胞进行诱导、孵育或分析，然后使用流式细胞仪进行分析。

贴壁细胞标记实验步骤

- 2.1 培养盖玻片或 96 孔板上的细胞到合适的生长密度。
- 2.2 移除培养基，加预热（37℃）的 CFSE 工作液，确保完全覆盖细胞。建议使用 1~10 μM CFSE 浓度及 PBS 缓冲液。
- 2.3 在 37℃ 下孵育 20 分钟。
- 2.4 使用新鲜的预热的细胞培养基，取代 CFSE 工作液。
- 2.5 在 37℃ 下孵育至少 10~15 分钟，以确保 CFSE 充分水解。
- 2.6 如做细胞计数实验，使用 PBS 或其他类似的缓冲液清洗细胞，然后用荧光酶标仪进行细胞定量分析，或在荧光显微镜下观察。
- 2.7 如做细胞传代示踪实验，使用者按照自己的实验设计对细胞进行诱导、孵育或分析，然后使用胰蛋白酶消化或其他细胞分离方法将细胞分离，再用流式细胞仪分析。

细胞固定和透化（可选）

- 3.1 在细胞固定之前，用 PBS 洗涤细胞。
- 3.2 使用含 4% 甲醛的 PBS 溶液在常温下固定 15~20 分钟，注意避光。
- 3.3 使用 PBS 洗涤细胞。
- 3.4 如果需要，选用适当的方法对细胞进行透化处理。
- 3.5 细胞透化后，使用 PBS 洗涤细胞。

实验案例




图 1. 淋巴细胞标记 Cell-ID™ CFSE 的流式细胞仪分析结果图。

淋巴细胞在第一天使用 Cell-ID™ CFSE 荧光染料进行标记。在细胞分裂之前捕获一部分细胞使用丝裂霉素进行处理，其余细胞使用植物凝集素进行处理，继续培养细胞至第五天，流式细胞术分析细胞传代情况。