常见问题

1. DNA 产量低

- 质粒拷贝数: 载体因拷贝数差异会造成质粒产量明显的波动。高拷贝数的载体常有 2~3 倍的产量波动,(每毫升培养过夜的菌液,高拷贝数的质粒载体产量为 3~16 μg)。长片段质粒(>7KB)和表达型载体常以中低拷贝数为主,每毫升菌液的产量约为 0.5~2 μg。
- ▶ 菌种问题:菌种保存过程中存在质粒丢失现象,养菌前最好先划线活化,以稳定产量。
- 细胞未充分裂解:细菌须在 Buffer P1/RNase A 中充分重悬,成团的细菌因 无法裂解会降低产量。
- ➤ 试剂准备有误: Buffer P2 若有沉淀析出需加热溶解。Buffer PW 需加入乙醇 稀释。

2. 基因组 DNA 污染

- ▶ 培养时间太长:菌液培养时间需控制在 12~16 小时。
- > 裂解问题:加入 Buffer P2 时,必须轻柔颠倒混匀;处理多个样品时,加入 Buffer P2 时算起,总时间不要超过 5 分钟。

3. 下游实验结果不理想

- > 质粒降解:用 endA+的菌株如 HB101 或其它野生型菌株,含有高丰度的核酸酶。
- ➤ 膜脱落: 硅胶膜在离心过程中可能会发生脱落。脱落到质粒中硅胶膜是不溶解的。10,000 x q 离心 2 分钟后再把质粒转移至新的离心管中。

4. 中和后离心得不到上清

▶ 盐析出: 加入 Buffer P3 中和后,不能低于 20℃离心。低温时,上清会有大量的盐析出而造成堵柱。若室内温度过低,可将 Buffer P3 平衡至 37~50℃后使用。得到的上清要尽快过柱。



EasySC Plasmid Mini Purification Kit 质粒小提纯化试剂盒

(离心柱型)

产品概述

质粒小提纯化柱采用高结合力的玻璃纤维滤膜为基质。滤膜在高浓度离子化剂(如盐酸胍或异硫氰酸胍)条件下,可通过氢键和静电吸附质粒,而蛋白质或其它杂质不被吸附而去除。吸附了质粒的滤膜经洗涤去除蛋白质和盐,最后可以用低盐缓冲液(如 Elution Buffer)或水,洗脱出滤膜上吸附的质粒。用质粒小提纯化柱提取的质粒 DNA 可适用于各种常规操作,包括酶切、PCR、测序、连接、转化和转染多种细胞等实验。

产品特点

- ❖ 独有的硅胶膜技术,在特定溶液环境下,对核酸的吸附能力强,改变条件,易洗脱核酸:
- ❖ 全自动装配,柱间及批间差异小,重复性好;
- ❖ 吸附柱底部采用鲁尔接口设计,便于离心液收集。

适用范围

适用于小量提取质粒 DNA。

ABP Biosciences Inc 安迪福诺生物科技(武汉)有限公司

地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号 光谷生物城生物创新园C2-4栋五楼

电话: 400-066-7718 邮箱: info@abpbio.com 网址: www.abpbio.com www.abpbio.com.cn



试剂盒组分

Kit Component	D100-1	D100-2
	(50 preps)	(200 preps)
Buffer P1	15 mL	60 mL
Buffer P2	15 mL	60 mL
Buffer N3	20 mL	80 mL
Buffer PW*	15 mL	50 mL
Elution buffer	15 mL	25 mL
RNase A (10 mg/mL)	150 µL	600 μL
Mini Column	50	200
2 mL Collection Tube	50	200

^{*} Buffer PW 使用前须按瓶子标签所示,加入无水乙醇进行稀释。

保存条件

本产品除 RNase A 外,其它组份可在室温保存 12 个月。RNase A 室温运 输,收到产品后把 RNase A 保存于-20℃。当 RNase A 加入 Buffer P1 后,可在 2-8℃ 保存 6 个月。

实验准 备

- 1. 短暂离心 RNase 酶管, 把全部 RNase A 转移至 Buffer P1 中, 于 2-8 ℃ 保存。
- 2. 第一次使用前, Buffer PW 按瓶子标签所示加入指定体积的无水乙醇。
- 3. 准备无核酸和核酸酶污染的 Tip 头、 离心管。
- 4. 所有离心均在室温下进行,低温下离心会导致柱子堵塞。
- 使用前观察溶液是否出现沉淀,若有沉淀可在37℃水浴中加热溶解并冷却至室温后再使用。

实验步骤

- 1. 细菌裂解:取 1-6 mL 菌液,于 10,000 x g 离心 1 分钟,尽可能地吸除上清。 Note:(1)高拷贝质粒推荐用 1-6 mL 菌液,低拷贝质粒推荐用 10 mL 菌液。 (2)如果收集的菌液较多,离心去上清后,在同一个离心管内再加入菌液,重复该步骤将菌液沉淀收集到一个离心管中。
- 2. 加入 250 µL Buffer P1/RNase A 混和液, 高速涡旋重悬细菌。

Note: (1) 使用前确保 RNase A 己加到 Buffer P1 中。彻底重悬细菌对产量很关键,重悬后应看不到细菌团块。

(2) 对于低拷贝质粒,加大菌体用量的同时需按比例增加 Buffer P1, Buffer P2, Buffer P3 的用量。

- 3. 往重悬液中加入 250 µL Buffer P2, 温和地上下翻转 8~10 次, 室温放置 2 分钟, 此时菌液变得澄清粘稠表明细菌已充分裂解 (总共操作时间不要超过 5 分钟)。 Note: 上下翻转要温和, 涡旋会引起基因组 DNA 污染。
- 4. 加入 350 µL Buffer N3, 立即温和地上下翻转 8~10 次让溶液彻底中和。 Note: 加入 Buffer N3 后应立即颠倒混匀,以防止沉淀团聚而影响中和效果。
- 5. 13,000 x g 离心 2 分钟。

Note: 这一步须室温下离心,低温离心会引起 SDS 析出而无法获得澄清的上清液。

6. 将 DNA Mini Column 装在收集管中。将上一步所得的上清液转入柱子中,13,000 × g 离心 30~60 秒。弃去收集管中的废液,将柱子套回收集管中。

Note: 为了增加质粒的回收效率,可将收集管中的溶液重新加入到吸附柱中重复该步骤。

- 加入 600 µL Buffer PW (使用前检查是否已加入无水乙醇) 至柱子中, 13,000 x g 离心 30~60 秒, 倒弃滤液, 把柱子套回收集管中。
- 8. 加入 600 µL Buffer PW (使用前检查是否已加入无水乙醇) 至柱子中, 13,000 x g 离 心 30~60 秒, 倒弃滤液, 把柱子套回收集管中。

Note: Buffer PW 漂洗两次主要是除去多余的盐分。

- 9. 13,000 x g 离心 2 分钟, 去除残留漂洗液。 Note: Buffer PW 漂洗后把柱子管盖打开放置数分钟以去除乙醇, 否则多余的乙醇 会影响后续的酶切反应、PCR 扩增等实验。
- 10. 把柱子套在一新的 1.5 mL 离心管中,室温放置 5-10 min,尽量去除膜上的乙醇。 在柱子的膜中央加入 50-100 μ L Elution Buffer 。室温放置 2 分钟,13,000 \times g 离心 1 分钟,回收提取的质粒。

Note: 将洗脱液置于 65-70℃ 水浴中预热,可提高洗脱效率;吸附和洗脱时可以适当地延长时间,增加提取纯化效率;若需要获得最高产量,可重复此步骤进行第二次洗脱。

11. 弃去柱子, 把质粒保存于-20℃。