



Caspase-3/7 Inhibitor Ac-DEVD-CHO

——细胞凋亡检测试剂

产品货号	产品名称	包装规格	有效期
A043-1	Ac-DEVD-CHO	1 mg	1 年
A043-2	Ac-DEVD-CHO	5 mg	

储存条件：-20°C。

产品说明书

安迪福诺生物科技（武汉）有限公司

ABP Biosciences Inc

武汉市东湖新技术开发区高新大道666 号

光谷生物城生物创新园 C2-4 栋 5 楼

电话： 400-0667-718

邮箱： sales@abpbio.cn

网址： www.abpbio.com (英文)

www.abpbio.com.cn (中文)

Caspase-3/7 Inhibitor Ac-DEVD-CHO

产品介绍

Ac-DEVD-CHO 是合成的多肽，常作为 Caspase-3/7 可逆抑制剂，可以抑制由 Caspase-3/7 激活导致的细胞凋亡。它包含了多聚腺苷二磷酸-核糖聚合酶（PARP）活性切割位点的氨基酸序列。Ac-DEVD-CHO 是最常用的细胞凋亡抑制剂之一，常用于观察特定的细胞凋亡是否通过 Caspase-3/7 激活来介导。

产品特性

- 底物名称: Ac-DEVD-CHO
- 分子量: 502.5
- 多肽序列: DEVD
- 溶于 DMSO

产品应用

酶活性分析