



DiOC₆(3)

——细胞内质网绿色荧光探针

产品货号	包装规格
C050	25 mg

储存条件：-20℃，避光保存。

激发/发射波长：485/500 nm

产品说明书

安迪福诺生物科技（武汉）有限公司

ABP Biosciences Inc

武汉市东湖新技术开发区高新大道666 号

光谷生物城生物创新园 C2-4 栋 5 楼

电话：400-0667-718

邮箱：sales@abpbio.cn

网址：www.abpbio.com (英文)

www.abpbio.com.cn (中文)

产品介绍

DiOC₆(3)是一种发绿色荧光亲脂性染料，具有细胞膜透性。在低浓度条件下可选择性对活细胞的线粒体染色；高浓度条件下也可以用于其它如内质网等细胞器内膜的染色。

注意事项

- 荧光染料均存在淬灭问题，请尽量注意避光，以减缓荧光淬灭。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

产品信息

化学名：3,3'-dihexyloxacarbo-cyanine iodide

分子式：C₂₉H₃₇IN₂O₂

分子量：572.53

CAS 号码：53213-82-4

