



HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibodies

——HRP 标记羊抗兔 IgG (H+L) 抗体

产品货号	标记物	规格
L153	HRP	100 μ L

储存条件：-20℃，避光保存。

产品说明书

安迪福诺生物科技（武汉）有限公司

ABP Biosciences Inc

武汉市东湖新技术开发区高新大道666号

光谷生物城生物创新园 C2-4 栋 5 楼

电话：400-0667-718

邮箱：sales@abpbio.cn

网址：www.abpbio.com (英文)

www.abpbio.com.cn (中文)

HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibodies

产品货号	标记物	规格
L153	HRP	100 μ L

产品介绍

HRP 标记二抗作为免疫检测的常规试剂，广泛应用于免疫组化染色，western-blot 检测。ABP Biosciences 公司推出的 HRP 标记二抗具有效价高，信号稳定等优点。

产品规格

产品形态：液体。

贮存：短期在 2~8°C 保存，长期在 -20 °C 保存。

缓冲液：10 mM Sodium Phosphate, 250 mM NaCl, pH 7.5, 15 mg/mL BSA.

推荐的抗体稀释比例：

1:500 – 1:5,000 稀释，用于免疫组化

1:5,000 – 1:100,000 稀释，用于 ELISA 和 Western blotting（显色底物）。

1:10,000 – 1:200,000 稀释，用于 Western blotting（化学发光底物）。

注意事项

- 叠氮钠对 HRP 有很强抑制作用，所用的缓冲液应不含叠氮钠。
- 对于微量的液体，每次使用前先离心数秒钟，使液体充分沉降到管底。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

安迪福诺生物科技（武汉）有限公司

ABP Biosciences Inc

武汉市东湖新技术开发区高新大道666号

光谷生物城生物创新园 C2-4 栋 5 楼

电话：400-0667-718

邮箱：sales@abpbio.cn

网址：www.abpbio.com (英文)

www.abpbio.com.cn (中文)